

Espace d'utilisation : Espace Sanitaire

La barre d'appui coudée BSKA est idéale pour les espaces sanitaires.

Gamme : Classique

Composants :

- ❖ Tube acier inox AISI 304
- ❖ Barre blanche de diamètre 25 mm
- ❖ Barre conforme aux directives :
 - EN 12182
 - CE

Garantie : 

Dimensions :Sans emballage :

- Poids : 0.60kg
- Volume : 0.05m³
- Dim. (L*I*H) : 395*240*80

Avec emballage :

- Poids : 0.635kg
- Volume : 0.05m³
- Dim. (L*I*H) : 395*240*80

Nomenclature douanière : 73 23 99 00


Gencod : 3019920518523

Avantages :

- ❖ Anti vandalisme
- ❖ Résistance de 150kg – teste 180kg
- ❖ Solution pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite
- ❖ Robuste et résistant à la corrosion

Palettisation :

Quantité	70
Hauteur (en m)	0.90
Nombre produit/couche	7
Nombre de couches/palette	10
Format palette (en mm)	1200/1000
Poids (en kg)	99



Couleur : Blanc